



Arpón **SUB 5.0**

Anclaje óseo con bloqueo cortical

Titanium anchor with cortical locking

—

Diseño único de doble rosca que asegura un mayor agarre, proporcionando una fácil inserción del ancla en cualquier tipo de hueso.

Unique double-thread design which ensures greater grip, providing an easy insertion of the anchor in any type of bone.



www.saimedicine.com

[f](#) [@](#) [in](#) [v](#) [t](#) @saimedicineok

Arpón SUB 5.0

SUB 5.0 Anchor

Características Principales

Main Features

- + Diseño innovador.
Innovative design.
- + Máxima resistencia a la tracción.
Maximum tensile strength.
- + Hexágono interno de bajo perfil.
Low profile with internal hexagon.
- + Doble sutura ultrarresistente.
Double ultra-resistant suture.
- + Iniciador descartable.
Disposable initiator.
- + Producto estéril.
Sterile product.

Indicaciones

Indications

Hombro

Shoulder

- + Lesión del Manguito Rotador (Supraespinoso - Infraespinoso - Subescapular).
Rotator cuff (Supraspinatus – Infraspinatus – Subscapularis).

Rodilla


Knee

- + Ligamento patelofemoral.
Patellofemoral ligament.
- + Tendón cuadricepsital.
Quadriceps tendon.

Tobillo

Ankle

- + Reparación ligamentaria.
Repairing ligament.



Arpón SUB 5.0

SUB 5.0 Anchor



1998-000

Anclaje Óseo con Bloqueo Cortical Doble Sutura FB 3.5mm. Titanio

FB Double Suture Bone Anchor w/Cortical Locking 3.5mm. Titanium

1999-000


Anclaje Óseo con Bloqueo Cortical Doble Sutura FB 5.0mm. Titanio

FB Double Suture Bone Anchor w/Cortical Locking 5.0mm. Titanium

3357-000

Anclaje Óseo con Bloqueo Cortical Doble Sutura FB 5.0mm, c/Agujas. Titanio

FB Double Suture Bone Anchor w/Cortical Locking 5.0mm, w/Needle. Titanium





www.saimedicine.com